



Hastanın Oksijen Talimat Protokolü.

- Likit oksijen sistemi Oksijen konsantratörü Home Fill (Evde dolum) oksijen konsantratör sistemi
 Medikal gaz tüpü Taşınabilir oksijen konsantratörü Oksijen dozaj sistemi

Müşteri* Soyad _____ Ad _____
Adres, Ev No. _____ Posta Kodu, Şehir _____
Müşteri Numarası _____ Telefon _____

Tanıtım/Eğitim Filmi Tanıtım/eğitim filmi izlendi [LISA APP Uygulaması](#) LISA APP açıklaması ve kurulumu

Likit Oksijen Sistemi Gaz temel bilgileri (maddenin halleri, buharlaşma)
 Güvenlik talimatları anlatımı (ek'e göre)
 Sabit tankın kullanım talimatına göre kullanımı ve gösterimi
 Taşınabilir tankın kullanım talimatına göre kullanımı ve gösterimi
(Tetiklemeli oksijen cihazları özellikleri belirtilmiştir.)
 Dolum işlemi talimatlarına göre dolum işlemi gösterimi
 Likit oksijenle tedavinin tedarik süreci ve teslimatı

Medikal Gaz (Medikal Gaz Tüpü ve Basınç Regülatörü) Güvenlik talimatları anlatımı (ek'e göre)
 Kullanım talimatına göre basınç regülatörünün takıp çıkarma gösterimi
 GOX medikal gaz sisteminin güvenlik talimatlarının 7 ile 14 arasındaki bölümlerinin gösterimi ve anlatımı
 Medikal gaz tüp tedavisinin tedarik süreci ve teslimatı

Oksijen Konsantratörü + Taşınabilir Oksijen Konsantratörü İşlevsel prensip anlatımı
 Sıcaklık gerekliliği >10 °C, mobilya, duvar, perdeler minimum mesafe aralığı
 Güvenlik talimatları anlatımı (ek'e göre) ayrıyeten yangın koruma ve yangın-durdurma ventili gösterimi
 Konsantratörün kullanım talimatına göre kurulumu ve kullanımı
 Optik ve akustik uyarı bildirimleri anlatımı
 Stabilizasyon süresi ve oksijen akım tespiti bilgilendirmesi

Home Fill (Evde Dolum) Oksijen Konsantratör Sistemi Yukarıdaki konsantratör kısmı açıklamaları, ayrıyeten dolum işlemi uygulamalı anlatım.

Oksijen Dozaj Sistemi Oksijen dozaj sistemi işlevi ve açıklaması
 Uygun oksijen burun kanülü kullanım açıklaması.
 Kullanım talimatına göre uygulamalı anlatım.

Teslim Edinen Belgeler Kullanım talimatları Önemli telefon numaraları Likit oksijen doldurma talimatları
 Seyahat / yolculuk Güvenlik talimatları ile kısa anlatım Cihaz üstündeki LGT-etiketi

Önemli Bilgi **Dikkat! Önemli uyarı: Oksijen cihazlarının bulunduğu odalarda sigara içmek kesinlikle yasaktır. Bu elektronik sigara içinde geçerlidir. Ayrıca cihaz açık alev, kalorifer ve soba gibi ısı kaynaklarının yakınına konulmamalıdır ve aşırı güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Yağlar, el kremi ve burun merhemleri kullanılmamalıdır.**

Müşteri* _____
Isim blok Harf ile _____ Tanıtım günü tarihi _____ Tanıtım yeri, şehir _____ İmza _____
Talimat Yetkilisi* _____
Isim blok Harf ile _____ Tanıtım günü tarihi _____ Tanıtım yeri, şehir _____ İmza _____
Aile Mensubu / Bakım Hizmeti Görevlisi** _____
Isim blok Harf ile _____ Tanıtım günü tarihi _____ Tanıtım yeri, şehir _____ İmza** _____

Aile yakınlık derece bilgisi _____

* Sadece okunabilirlik açısından metinde cinsiyete özel ifadeler kullanılmamıştır.

Kişisel tanımlamalar yalnızca eril biçimde belirtildiyse, tüm cinsiyetleri aynı şekilde ifade etmektedir.

** Kurulum talimatı dahilindeki bilgi ve belgelerin müşteriye teslimatı imza ile onaylanmıştır.

Linde Gas Therapeutics GmbH, Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim
Telefon (089) 37000-300, Fax (089) 37000-37300, www.linde-healthcare.de